






Récapitulatif de commande




Le système de traitement des plaies par pression négative à usage unique PICO est conçu pour une utilisation sur des plaies faiblement à modérément exsudatives. Le système fournit une thérapie active pendant 7 jours. PICO doit être utilisé sur des plaies que la compresse peut aisément recouvrir. Positionnez toujours le pansement en le centrant sur la plaie. Le port souple doit se trouver dans la partie la plus haute par rapport à la plaie, être placé sur la peau intacte et ne pas s'étendre au-dessus de la plaie afin d'empêcher que le liquide ne s'accumule autour du port souple et ne bloque la pression négative. Lors de l'utilisation de PICO sur une plaie modérément exsudative, la taille de la plaie ne devra généralement pas dépasser 25% de la taille de la compresse du pansement.

PICO 7 système de traitement par pression négative à usage unique

Pansements	Dimensions des pansements	Dimensions utiles	2 x kit* de pansement	1 x kit** de pansement	Multipacks***	Carton de transport
	10 x 20 cm	5,6 x 10 cm	66802002	66802012	66802022	3
	10 x 30 cm	5,6 x 20 cm	66802003	66802013	66802023	3
	10 x 40 cm	5,6 x 30 cm	66802004	66802014	66802024	3
	15 x 15 cm	10 x 5 cm	66802005	66802015	66802025	3
	15 x 20 cm	10 x 10 cm	66802006	66802016	66802026	3
	15 x 30 cm	10 x 20 cm	66802007	66802017	66802027	3
	20 x 20 cm	15 x 10 cm	66802008	66802018	66802028	3
	25 x 25 cm	20 x 15 cm	66802009	66802019	66802029	3
	Multisite small 15 x 20 cm	5,5 x 10 cm	66802000	66802010	66802020	3
	Multisite large 20 x 25 cm	9 x 15 cm	66802001	66802011	66802021	3

PICO 7Y système de traitement par pression négative à usage unique

PICO 7Y-kit	Référence	Carton de transport
 <p>pompe, clip PICO 7 2 pansements Multisite Large 2 Soft Ports allongés 450 mm bandes de fixation secondaires</p>	66802031	3



* 2 x kit de pansement = 2 pansements + 1 pompe
** 1 x kit de pansement = 1 pansement + 1 pompe
*** Multipacks = seulement 5 pansements
Kit gaze de remplissage = 5 Kerlix AMD rouleaux de gaze antimicrobiens + 1 lingette SECURA[®] No-Sting barrier

ATTENTION: les kits de pansement sont uniquement disponibles par carton de transport de 3 pièces.

Accessoires

Description	Dimensions	Référence	Emballage
Mousse de remplissage	10 x 12,5 cm	66801021	1
Kit gaze de remplissage [#]	3,7 m x 11,4 cm	66802127	1
Patch de gel adhésif	10 x 7 cm	66801082	10

Avant toute utilisation, consultez toujours le mode d'emploi du produit pour obtenir des informations détaillées sur les indications d'utilisation, les contre-indications, les effets secondaires, les précautions, les avertissements et des informations importantes pour la sécurité.